



DETERGENT DETARTRANT DESINFECTANT PRET A L'EMPLOI

CD 420 H Gélifié

Applications

- ✓ Surfaces verticales : sanitaires, WC, vitres, douches, piscines
- ✓ Bassins, lignes d'eaux
- ✓ Matériel soumis à l'entartrage

Propriétés

- ✓ Détartrant prêt à l'emploi
- ✓ Désoxyde tous les métaux ferreux
- ✓ Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- ✓ N'attaque pas les supports qu'il traite (inox, chrome, aluminium, joint ciment...).
- ✓ Double action : désinfecte et enlève le calcaire
- ✓ Répond à la norme : voir page 2

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi
- ✓ Appliquer le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Brosset si nécessaire. Rincer à l'éponge, au jet ou en machine sous pression
- ✓ Pour connaître le temps de contact, se référer aux normes correspondantes ci-dessous.

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ En cas de projection dans les yeux ou sur la peau laver immédiatement à l'eau claire
- ✓ Ne pas mélanger avec un autre produit
- ✓ Tenir hors de portée des enfants
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide clair et incolore
- ✓ pH : 3
- ✓ Densité : 1.00
- ✓ Parfum pin provençal

Conditionnement*

- ✓ Flacon 750ml coudé (10x750ml)
- ✓ Bidon 1L (15x1L)
- ✓ Bidon 5L (4x5L)
- ✓ Jerrican 20 L
- ✓ Fut 220 L



Concepteur et fabricant de vos formulations aqueuses

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr

Test d'efficacité Bactéricide

Normes		Souche	Temps de contact	Dilution
conditions de saleté				
Bactéricide	EN1276	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli	5 min	Prêt à l'emploi
Bactéricide	EN13697	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli	5 min	Prêt à l'emploi
Bactéricide	EN16615	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 min	Prêt à l'emploi

Test d'efficacité Levuricide

Normes		Souche	Temps de contact	Dilution
conditions de saleté				
Levuricide	EN1650	Candida albicans	5 min	Prêt à l'emploi
Levuricide	EN13697	Candida albicans	5 min	Prêt à l'emploi
Levuricide	EN16615	Candida albicans	5 min	Prêt à l'emploi

Test d'efficacité virucide

Normes		Souche	Temps de contact	Dilution
conditions de saleté				
Virucide	EN14476	Vaccinia virus AnkaraVirus	5 min	Prêt à l'emploi

TP 02 : Désinfectants pour les surfaces qui ne sont pas en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Substances actives : Chlorure de Didecyl Dimethyl Ammonium (N° CAS : 7173-51-5)

Déclaration d'inventaire : n°79768